

medi Kniebandage

Informace o účelu použití

medi Kniebandage je jednoduchá kolenní bandáž. Výrobek je určen výhradně k použití po odborném nasazení na koleno a pouze na nepoškozenou kůži.

Oblasti použití

- Záněty kloubu (artritida)
- Bolestivé opotřebenění kloubů (artróza)
- Podráždění v kloubu (např. nadměrná zátěž, zranění, operace) ve spojení s otoky a výpotky

Kontraindikace

Vedlejší účinky na celé tělo nejsou v současné době známy. Ovšem při příliš pevně upnutých pomůckách, např. bandážích, může individuálně docházet k lokálním otlakům nebo zúžení cév nebo nervů. Z tohoto důvodu byste se v následujících případech měli před použitím pomůcky poradit se svým ošetřujícím lékařem:

- onemocnění nebo poranění kůže v oblasti použití, zejména při zánětlivých příznacích (nadměrné zahřátí, otok nebo zarudnutí),
- poruchy citlivosti a prokrvení dolních končetin, nohou (např. při diabetu, křečových žilách),
- poruchy odtoku lymfy – dále nejednoznačné otoky měkkých tkání kolem oblasti použití

Kombinace s jinými produkty, např. kompresními punčochami, je předem nezbytné projednat s ošetřujícím lékařem.

Působení / pokyny pro nošení

Komprese pleteniny podporuje prokrvení kloubu a tím odeznění otoků a výronů. Tím dochází současně ke zmírnění iritací a bolestí. Zároveň se zlepšuje svalové řízení a tělu vlastní stabilizace kolenního kloubu. Největší účinek dosahují ortézy během tělesné činnosti. Zásadně lze ortézu nosit po celý den. Ovšem rozhodující je pocit z nošení a skutečnost, že se koleno vsedě nesmí ohýbat více než 70°. Při delších klidových přestávkách (např. při delším sedění/jízdě autem, spánku) by se ortéza měla odkládat. Pokud se během nošení dostaví nadměrné bolesti nebo nepříjemný pocit, neprodleně produkt sejměte a kontaktujte svého lékaře nebo specializovanou prodejnu zdravotnických potřeb.

Použití/přiložení

- Uchopte bandáž palcem na vnitřní straně horního konce (obr. 1)
- Přetáhněte bandáž přes koleno tak, aby se patela (čéška) usadila ve středu vysoce elastické části pleteniny (obr. 2)
- K sejmutí uchopte bandáž na dolní kraji a stáhněte ji směrem dolů (obr. 3)

Dbejte prosím na to, aby první přiložení bandáže proběhlo pod vedením školeného kvalifikovaného personálu.

Pokyny k praní

Zbytky mýdla mohou způsobit podráždění kůže a vést k opotřebenění materiálu.

- Výrobek perte nejlépe za použití pracího prostředku medi clean v ruce nebo v pračce na šetrný program při teplotě 30°C za použití pracího prostředku na jemné prádlo bez bělidel.
- Nebělit
- Sušit na vzduchu.
- Nežehlit.
- Chemicky nečistit.

Pokyny pro skladování

Skladujte při pokojové teplotě na suchém místě. Chraňte před přímým slunečním zářením a vlhkostí.

Materiálové složení

Polyamid, Elastan

Záruka

Jsou v rámci zákonných ustanovení.

Likvidace

Dosloužilý výrobek můžete odstranit s komunálním odpadem.

Váš medi Team

Vám přeje rychlé uzdravení!