

maxis®

ZDRAVOTNÍ
KOMPRESIVNÍ
PUNČOCHY



NEJVĚTŠÍ ČESKÝ VÝROBCE

Certifikace RAL

Výrobky společnosti MAXIS a.s. jsou již od roku 2003 certifikovány globálně uznávanou německou technickou normou pro kompresivní punčochy **RAL-GZ 387**. Produkty jsou každoročně testovány v akreditované zkušebně v německém Hohensteinu a certifikace je úspěšně obnovována. Lékaři a pacienti tak mají jistotu, že výrobky MAXIS splňují z hlediska výroby velmi náročná kritéria pro správné dodržení tlakových hodnot.

Tím je zaručena úspěšná kompresivní léčba.



**ROZLOŽENÍ
KOMPRESIE**
dle normy RAL-GZ 387



20–50 %

Tlak v oblasti
STEHNA

50–80 %

Tlak v oblasti LÝTKA

100 %

Tlak v oblasti
nad KOTNÍKEM

TECHNOLOGICKÉ INOVACE

MICRO, BRILLANT, COTTON, SOFT

MAXIS přináší jako jediný český výrobce kompresivních punčoch naprosto unikátní uživatelské benefity pro bezkonkurenční komfort při nošení.



Díky prémiovým vstupním materiálům a pokročilé technologii výroby je možno **prát produkty v pračce a sušit je v sušičce.**



MICRO

Elegantní matné kompresivní punčochy s antibakteriální a protiplísňovou úpravou **MICRO PROTECTION**.

MICRO PROTECTION

Pokročilá antibakteriální a protiplísňová úprava, která zůstává v pletenině po celou dobu životnosti výrobku.



A-D	A-F	A-F	A-G	A-G	AG-HB	A-T	A-TH	A-TU
lem	krajka	lem	krajka	s upínáním	dámské	pánské	těhotenské	



II. KT
(23–32 mm/Hg)

- bez špice
- se špicí

III. KT
(34–46 mm/Hg)


- bez špice
- pro ženy i pro muže

MD Zdravotnický prostředek k léčbě onemocnění žilního nebo lymfatického systému.

Prostudujte si pečlivě návod k použití.



Elegantní lesk



Elasticita



Měkkost

BRILLANT

Moderní lesklé kompresivní punčochy s technologií **High IQ®** zajišťující ještě větší odvod vlhkosti od těla.

HIGH-IQ®
COOL COMFORT

Díky nejmodernější technologii zažijete chladivý, svěží a suchý pocit při každodenním nošení. Bonusem je také větší odvod vlhkosti (potu) od těla.

II. KT
(23–32 mm/Hg)

- bez špice
 - se špicí
-
- pro ženy
 - i pro muže



bronz



černá

A-D



A-G



lem

A-G



krajka

A-T



dámské

A-TU



těhotenské

MD Zdravotnický prostředek k léčbě onemocnění žilního nebo lymfatického systému.

Prostudujte si pečlivě návod k použití.



II. KT

(23–32 mm/Hg)

- bez špice
 - se špicí
-
- pro ženy
i pro muže

COTTON

COMFORT

Bavlněné matné kompresivní punčochy s extraktem z **Aloe Vera** v kombinaci s mikrokapslemi s antibakteriálním účinkem.

ALOE VERA

Extrakt z Aloe Vera v kombinaci se speciálními antibakteriálními mikrokapslemi dodává produktu další vlastnosti: zabraňuje růstu bakterií, a tím eliminuje vznik nepříjemných pachů, pomáhá vytvářet a udržovat přirozené prostředí na pokožce.

bronz



A-D



A-G



lem

A-G



krajka

MD Zdravotnický prostředek k léčbě onemocnění žilního nebo lymfatického systému.

 Prostudujte si pečlivě návod k použití.



Odvod vlhkosti
od těla



Vhodné pro
citlivou pokožku



Jemnost

SOFT

PROMAX STANDARD

Odlehčené kompresivní punčochy
v úpravě pololesk s antibakteriální
aplikací **SOFT PROTECTION**.


II. KT

(23–32 mm/Hg)

- bez špice
 - se špicí
-
- pro ženy

SOFT PROTECTION

Antibakteriální úprava dodávající
jemnému a tenkému materiálu
punčoch svěžest a prodyšnost.




MD Zdravotnický prostředek k léčbě onemocnění žilního nebo lymfatického systému.
 Prostudujte si pečlivě návod k použití.



Barevně
rozlišená pata



Inteligentní
silikonový lem



Inspekční otvor

mediven[®] thrombexin[®] 18

Punčochy pro profylaxi trombózy.

I. KT
(18 mm/Hg)

• se špicí

Bílé nemocniční punčochy
(lýtkové nebo stehenní s lemem)
určené pro ležící pacienty. K použití
během hospitalizace - v předoperační,
operační i pooperační fázi.

bílá

A-D



A-G




lem




Zdravotnický prostředek.




Prostudujte si pečlivě návod k použití.



Hladký lem



Žebrovaný lem



Řetízková
špice

PONOŽKY MAXIS®

Speciální ponožky s jemným
svěrem lemu.

BIO BAVLNA
žebrované
provedení

BAMBUS
hladké provedení

Ponožky **BIO BAVLNA** - speciální ponožky s neškrťacím
lemem a ručně řetízkovanou špicí.

Ponožky **BAMBUS** - ponožky s vysokým obsahem
bambusového vlákna, které má přirozené antibakteriální
a protiplísňové vlastnosti.

BIO BAVLNA



bílá



světle
šedá



třmavě
šedá



černá



bříza



běžová



modrá



hnědá

BAMBUS



bílá



světle
šedá



třmavě
šedá



černá



1.

Jednoduchá
manipulace.

2.

Oblékání
bez pomoci
další osoby.

3.

Zabraňují
nechtěnému
poškození
punčoch
a pažních
návleků při
navlékání.

NAVLÉKAČE MAXIS[®]

Jednoduché a účinné pomůcky
pro navlékání kompresivních
punčoch a pažních návleků.

Vhodné pro
1-3
velikost




Malý navlékač

Vhodné pro
4-8
velikost



Velký navlékač



Navlékač pro pažní návlek



Zdravotnický prostředek.



Prostudujte si pečlivě návod k použití.



PAŽNÍ NÁVLEK

Elegantní pažní návlek
s vysokým podílem
mikrovlákna.

II. KT
(23–32 mm/Hg)

III. KT
(34–46 mm/Hg)

MICRO PROTECTION

Pokročilá antibakteriální a protiplísňová
úprava, která zůstává v pletenině
po celou dobu životnosti výrobku.

světlá



Zdravotnický prostředek k léčbě onemocnění žilního nebo lymfatického systému.



Prostudujte si pečlivě návod k použití.



K dostání ve Vaší prodejně:

E-shop:



medi-expert.cz

Maxis[®]

MAXIS a.s., medi group company
Slezská 2127/13 | 120 00 Praha 2 | Česká republika
www.maxis-medica.com



...we care about you