

Maxis®

ZDRAVOTNÍ
KOMPRESIVNÍ
PUNČOCHY



NEJVĚTŠÍ ČESKÝ VÝROBCE

Certifikace RAL

Výrobky společnosti MAXIS a.s. jsou již od roku 2003 certifikovány globálně uznávanou německou technickou normou pro kompresivní punčochy **RAL-GZ 387**. Produkty jsou každoročně testovány v akreditované zkušebně v německém Hohensteinu a certifikace je úspěšně obnovována. Lékaři a pacienti tak mají jistotu, že výrobky MAXIS splňují z hlediska výroby velmi náročná kritéria pro správné dodržení tlakových hodnot.

Tím je zaručena úspěšná kompresivní léčba.



20–50 %

Tlak v oblasti STEHNA

50–80 %

Tlak v oblasti LÝTKA

100 %

Tlak v oblasti nad KOTNÍKEM

ROZLOŽENÍ KOMPRESE

dle normy RAL-GZ 387

TECHNOLOGICKÉ INOVACE

MICRO, BRILLANT, COTTON, SOFT

MAXIS přináší jako jediný český výrobce kompresivních punčoch naprosto unikátní uživatelské benefity pro bezkonkurenční komfort při nošení.



Díky prémiovým vstupním materiálům a pokročilé technologii výroby je možno **prát produkty v pračce a sušit je v sušičce**.



MICRO

Elegantní matné kompresivní punčochy s antibakteriální a protiplísňovou úpravou **MICRO PROTECTION**.



MICRO PROTECTION

Pokročilá antibakteriální a protiplísňová úprava, která zůstává v pletenině po celou dobu životnosti výrobku.



MD Zdravotnický prostředek k léčbě onemocnění žilního nebo lymfatického systému.

i Prostudujte si pečlivě návod k použití.



BRILLANT

Moderní lesklé kompresivní punčochy s technologií **High IQ®** zajišťující ještě větší odvod vlhkosti od těla.

HIGH-IQ® COOL COMFORT

Díky nejmodernější technologii zažijete chladivý, svěží a suchý pocit při každodenním nošení. Bonusem je také větší odvod vlhkosti (potu) od těla.

II. KT
(23–32 mm/Hg)

- bez špice
- se špicí
- pro ženy i pro muže



[MD] Zdravotnický prostředek k léčbě onemocnění žilního nebo lymfatického systému.

[i] Prostudujte si pečlivě návod k použití.



Vhodné pro
citlivou pokožku



Vyvážená
kombinace bavlny
a mikrovlákna

COTTON COMFORT

Bavlněné matné kompresivní punčochy s extraktem z **Aloe Vera** v kombinaci s mikrokapslemi s antibakteriálním účinkem.

ALOE VERA

Extrakt z Aloe Vera v kombinaci se speciálními antibakteriálními mikrokapslemi dodává produktu další vlastnosti: zabraňuje růstu bakterií, a tím eliminuje vznik nepříjemných pachů, pomáhá vytvářet a udržovat přirozené prostředí na pokožce.



bronz



MD Zdravotnický prostředek k léčbě onemocnění žilního nebo lymfatického systému.

Prostudujte si pečlivě návod k použití.




SOFT PROMAX STANDARD

Odlehčené kompresivní punčochy
v úpravě pološek s antibakteriální
aplikací **SOFT PROTECTION**.

SOFT PROTECTION

Antibakteriální úprava dodávající
jemnému a tenkému materiálu
punčoch svěžest a prodyšnost.



II. KT
(23–32 mm/Hg)

- bez špice
- se špicí
- pro ženy



Barevně
rozlišená pata



Inteligentní
silikonový lem



Inspekční otvor


mediven® thrombixin®18

Punčochy pro profylaxi trombózy.

I. KT
(18 mm/Hg)

- se špicí

Bílé nemocniční punčochy
(lýtkové nebo stehenní s lemem)
určené pro ležící pacienty. K použití
během hospitalizace - v předoperační,
operační i pooperační fázi.



Zdravotnický prostředek.



Prostudujte si pečlivě návod k použití.



Hladký lem



Žebrovaný lem



Řetízkovaná
špicí

PONOŽKY MAXIS®

Speciální ponožky s jemným svěrem lemu.

BIO BAVLNA
žebrované provedení

BAMBUS
hladké provedení

Ponožky **BIO BAVLNA** - speciální ponožky s neškrticím lemem a ručně řetízkovanou špicí.

Ponožky **BAMBUS** - ponožky s vysokým obsahem bambusového vlákna, které má přirozené antibakteriální a protiplísňové vlastnosti.

BIO BAVLNA



bílá




světle
šedá




tmaře
šedá




černá



bříza



béžová



modrá



hnědá

BAMBUS



bílá



světle
šedá



tmaře
šedá



černá



NAVLÉKAČE MAXIS®

Jednoduché a účinné pomůcky
pro navlékání kompresivních
punčoch a pažních návleků.

1.

Jednoduchá
manipulace.

2.

Oblékání
bez pomocí
další osoby.

3.

Zabraňují
nechtěnému
poškození
punčoch
a pažních
návleků při
navlékání.

Vhodné pro
1-3
velikost

Vhodné pro
4-8
velikost



Malý navlékač



Velký navlékač



Navlékač pro pažní návlek




Zdravotnický prostředek.



Prostudujte si pečlivě návod k použití.



Odvod vlhkosti od těla



Vhodné pro citlivou pokožku



Hedvábně měkký omak

PAŽNÍ NÁVLEK

Elegantní pažní návlek
s vysokým podílem
mikrovlákna.

II. KT
(23–32 mm/Hg)
III. KT
(34–46 mm/Hg)

MICRO PROTECTION

Pokročilá antibakteriální a protiplísňová úprava, která zůstává v pletenině po celou dobu životnosti výrobku.



MD Zdravotnický prostředek k léčbě onemocnění žilního nebo lymfatického systému.

IN Prostudujte si pečlivě návod k použití.



K dostání ve Vaší prodejně:

E-shop:



medi-expert.cz

Maxis®

MAXIS a.s., medi group company
Slezská 2127/13 | 120 00 Praha 2 | Česká republika
www.maxis-medica.com



...we care about you