

medi



Zdravotní kompresivní
punčochy medi



KOMPRESSE PRÉMIOVÉ KVALITY

medi. I feel better.

Certifikace RAL



20–50 %

Tlak v oblasti
STEHNA

50–80 %

Tlak v oblasti LÝTKA

100 %

Tlak v oblasti
nad KOTNÍKEM

Produkty **medi** jsou certifikovány globálně uznávanou německou technickou normou pro kompresivní punčochy RAL-GZ 387. Výrobky jsou každoročně testovány v akreditované zkušebně v německém Hohensteinu a certifikace je úspěšně obnovována. Lékaři a pacienti tak mají jistotu, že výrobky **medi** splňují z hlediska výroby velmi náročná kritéria pro správné dodržení tlakových hodnot. Tím je zaručena úspěšná kompresivní léčba.



mediven elegance®

Celosvětově nejprodávanější kolekce kompresivních punčoch medi **pro ženy**. Vyrobené z velmi jemného mikrovlákna. Vhodné pro citlivou a atopickou pokožku.

II. KT
(23–32 mm/Hg)

• se špicí



Standardní barvy:

Caramel	Navy	White	medi Magenta
Black	Anthracite	Cashmere	Rosé
Beige	Bronze		

Aktuální nabídka trendových barev a ozdobných krystalků najdete na:
www.medi-expert.cz/mediven-elegance



A–D



A–G



lem

A–G



krajka

A–T



dámské

A–TU



těhotenské



Zdravotnický prostředek k léčbě onemocnění žilního nebo lymfatického systému.



Prostudujte si pečlivě návod k použití.



mediven plus®

Zdravotní kompresivní punčochy
pro ženy i pro muže vyrobené
z pevnějšího mikrovlákná. Vhodné
pro citlivou a atopickou pokožku.



II. KT

(23–32 mm/Hg)

III. KT

(34–46 mm/Hg)

• bez špice



Barevné provedení:

Caramel	Beige
Black	Navy
Anthracite	

A-D



A-G



lem

A-G



krajka

AG-HB



s upínáním

A-T



dámské

A-TH



pánské

A-TU



těhotenské



Zdravotnický prostředek k léčbě onemocnění žilního
nebo lymfatického systému.



Prostudujte si pečlivě návod k použití.



mediven® for men

Lýtkové punčochy **pro muže** – jemnější materiál, moderní design.



Clima Comfort



Perfect Fit



Clima Fresh

II. KT

(23–32 mm/Hg)

• se špicí



hladký vzor

Barevné provedení:

Black

Brown

Navy

Anthracite

A–D



Zdravotnický prostředek k léčbě onemocnění žilního nebo lymfatického systému.



Prostudujte si pečlivě návod k použití.



Clima Comfort



Perfect Fit

II. KT

(23–32 mm/Hg)

• se špicí



strukturované
žebrování

mediven® active

Lýtkové punčochy **pro muže** – bežešvá
špice, pevnější materiál, pro vyšší postavy.

Barevné provedení:

Black	Anthracite
Brown	White
Navy	

A–D



Zdravotnický prostředek k léčbě onemocnění žilního
nebo lymfatického systému.



Prostudujte si pečlivě návod k použití.



I. KT


(18 mm/Hg)

- se špicí
- UNISEX



Microfibra

jemné
strukturované
žebrování



Cotton

jemné
strukturované
žebrování

medi Swing Microfibra medi Swing Cotton

Jemné žebrované podpůrné podkolenky
z mikrovláknů nebo bavlny **pro muže i pro ženy.**

V menších velikostech vhodné i pro ženy.

Barevné provedení:

Black

A-D



Zdravotnický prostředek k podpoře žilního systému
a k prevenci onemocnění žilního a lymfatického systému.
Prostudujte si pečlivě návod k použití.





Breathe-O-Prene



Built-In-Pressure



Easy handling



Juxtaposed band



Variety



Inelastic

circaid®

Kompresní návleky na suchý zip.

**Patentovaná technologie BPS
(Built-In-Pressure System
– integrovaný tlakový systém)
k nastavení a kontrole správné
úrovně terapeutického tlaku.**

II.–IV. KT

(20–50 mm/Hg)

Neelastické kompresní systémy určené pro terapii lymfedémů (**circaid juxtafit®**), pro žilní terapii (**circaid juxtalite®**) a pro léčbu bércevého vředu (**circaid juxtacures®**). Díky snadnému navlékání a svlékání podporují pacientovu soběstačnost a samostatnost. circaid nabízí řešení pro horní i dolní končetiny.



Zdravotnický prostředek.



Prostudujte si pečlivě návod k použití.



Easy donning



Antibacterial



Softness

III. KT

(20 + 20 mm/Hg)

• se špicí

mediven® ulcer kit

Systém dvou kompresivních punčoch oblečených na sobě a zaručujících terapeutický tlak 20 + 20 mm Hg.

Určeno pro terapii žilních bérkových vředů.

Obsah setu:

- 2 kusy lýtkových punčoch **mediven ulcer**
- 1 kus lýtková punčocha se špicí **mediven ulcer plus**

A-D



Zdravotnický prostředek.




Prostudujte si pečlivě návod k použití.



Barevně
rozlišená pata



Inteligentní
silikonový lem



Inspekční otvor

mediven® thrombexin® 18

Punčochy pro profylaxi trombózy.

I. KT

(18 mm/Hg)

• se špicí

Bílé nemocniční punčochy (lýtkové nebo stehenní s lemem) určené pro ležící pacienty. K použití během hospitalizace – v předoperační, operační i pooperační fázi.

**Barevné
provedení:**

White

A–D



A–G



lem



Zdravotnický prostředek.



Prostudujte si pečlivě návod k použití.



medi day – denní gel

- ochlazuje a osvěžuje
- snižuje napětí a citlivost kůže
- zlepšuje vyživování pokožky



medi night – noční krém

- zklidňuje povrch pokožky
- urychluje regeneraci pokožky
- krém nemastí



medi fix – lepidlo na punčochy

- pro lepší uchycení kompresivních punčoch
- z pokožky jej lze snadno smýt vodou a mýdlem



medi spot ex – tekutý odstraňovač skvrn

- pro odstranění skvrn z kompresivních punčoch (na palcích nebo patách pleteniny)
- nanáší se před práním



* medi 2 v 1 – pomůcka k navlékání i svlékání kompresivních punčoch

- lehká, odolná
- skladná, vhodná při cestování
- pro punčochy s otevřenou i uzavřenou špicí



Praktické doplňky

medi clean – prací gel

- prostředek pro ruční praní kompresivních punčoch
- speciálně vyvinut pro barvené příze
- dermatologicky dobře snášen



medi Butler Off – svlékač punčoch

- usnadňuje svlékání kompresivních punčoch
- slouží i k obouvání obuvi



Gumové nebo Textilní rukavice

- snadnější a šetrnější oblékání a svlékání kompresivních punčoch
- tři velikosti

Prací pytlík

- pro praní kompresivních punčoch v automatické pračce
- ochrání punčochu před poškozením od oděvů se zipy, suchými zipy apod.



Zdravotnický prostředek (týká se pouze označeného doplňku *).



Prostudujte si pečlivě návod k použití.



K dostání ve Vaší prodejně:

DLMEDICZ/04.21/1055

Maxis[®]

MAXIS a.s., medi group company

Slezská 2127/13 | 120 00 Praha 2 | Česká republika

www.maxis-medica.com

E-shop:



medi-expert.cz

