

RELAX
PREMIUM
COMPRESSION STOCKINGS

ZDRAVÁ MÓDA PRO LEHKÉ NOHY PO CELÝ DEN

NOVÁ KOLEKCE
MÓDNÍCH
KOMPRESNÍCH
PUNČOCH

maxis[®]



F A S H I O N C O L L E C T I O N

RELAX
PREMIUM
COMPRESSION STOCKINGS

ZDRAVÁ MÓDA PRO LEHKÉ NOHY PO CELÝ DEN

Nová módní kolekce zdravotních kompresních punčoch **RELAX PREMIUM** je určena všem ženám, které chtějí mít krásné, zdravé a lehké nohy bez žilek a otoků. Je charakteristická svým **bezkonkurenčně jemným** materiálem, který je **úžasně měkký na omak**. Přes svou jemnost je **dokonale pevný**. Díky vysoké elasticitě vláken jsou punčochy nabízeny v **univerzální délkové míře** a **skvěle padnou**. Módní kolekci představujeme v pěti atraktivních barvách.

F A S H I O N C O L L E C T I O N

^ AT – punčochové kalhoty / Medium nude

RELAX PREMIUM

COMPRESSION STOCKINGS

Punčochy **RELAX PREMIUM** mají odzkoušený gradient sestupu tlaku od kotníku směrem vzhůru. Vyvíjený tlak výrazně napomáhá cirkulaci krve v nohou. Punčochy **RELAX PREMIUM** pomáhají předcházet vzniku cestovní trombózy, jsou vhodné při dlouhodobém sezení a stání, po lymfodrenáži anebo po kosmetickém zákroku na rozšířených kožních žilkách (pavoučí žíly – metličky).

pavoučí žíly – metličky >



^ AG – stehenní punčochy s krajkou / Light nude




^ AT – punčochové kalhoty / Purple rain

F A S H I O N C O L L E C T I O N

RELAX PREMIUM

AD – lýtkové punčochy

- extra jemný a vysoce elastický prodyšný materiál
- zdravotní lem s moderním vzorem
- extra plochý šev v oblasti prstů – nezpůsobuje nepříjemné otlaky
- jemně zesílená pata
- vynikající odvod vlhkosti od těla
- antibakteriální úprava
- prevence žilních a lymfatických onemocnění
- vhodné po kosmetických žilních zákrocích



	b	c
S	20–22	30–37
M	22–24	33–40
L	24–26	35–43
XL	26–28	37–46
XXL	28–30	39–49

› univerzální délková míra pro všechny velikosti

15–20mm Hg*

*tlak v oblasti nad kotníkem

Pro optimální funkčnost zdravotnického prostředku je potřeba se důsledně řídit při výběru velikosti uvedenou rozměrovou tabulkou (nezaměňovat se standardními konfekčními velikostmi).




^ plochý šev ve špičce




^ zesílená pata



^ vzorovaný horní lem



Grey sky



Purple rain



Medium nude



Light nude




Black magic



RELAX PREMIUM

AG – stehenní punčochy s krajkou

- extra jemný a vysoce elastický prodyšný materiál
- elegantní vzorovaná krajka s celosilikonovým povrchem z vnitřní strany
- extra plochý šev v oblasti prstů – nezpůsobuje nepříjemné otlaky
- jemně zesílená pata
- vynikající odvod vlhkosti od těla
- antibakteriální úprava
- prevence žilních a lymfatických onemocnění
- vhodné po kosmetických žilních zákrocích



	b	c	g
S	20–22	30–37	46–56
M	22–24	33–40	50–62
L	24–26	35–43	54–66
XL	26–28	37–46	58–70
XXL	28–30	39–49	62–76

15–20 mm Hg*

*tlak v oblasti nad kotníkem

› univerzální délková míra pro všechny velikosti

Pro optimální funkčnost zdravotnického prostředku je potřeba se důsledně řídit při výběru velikostí uvedenou rozměrovou tabulkou (nezaměňovat se standardními konfekčními velikostmi).




^ plochý šev ve špičce




^ zesílená pata



^ design krajky



Grey sky



Purple rain



Medium nude



Light nude




Black magic



RELAX PREMIUM

AT – punčochové kalhoty

- extra jemný a vysoce elastický prodyšný materiál
- dobře padnoucí sedová část s trendy vzorem a plochými švy pro komfort při nošení
- extra plochý šev v oblasti prstů – nezpůsobuje nepříjemné otlaky
- jemně zesílená pata
- vynikající odvod vlhkosti od těla
- antibakteriální úprava
- prevence žilních a lymfatických onemocnění
- vhodné po kosmetických žilních zákrocích



	b	c	g	h	t
S	20–22	30–37	46–56	85–110	65–90
M	22–24	33–40	50–62	85–110	65–90
L	24–26	35–43	54–66	95–125	70–100
XL	26–28	37–46	58–70	95–125	70–100
XXL	28–30	39–49	62–76	105–140	75–110

› univerzální délková míra pro všechny velikosti

Pro optimální funkčnost zdravotnického prostředku je potřeba se důsledně řídit při výběru velikosti uvedenou rozměrovou tabulkou (nezaměňovat se standardními konfekčními velikostmi).

15–20mm Hg*

*tlak v oblasti nad kotníkem




^ plochý šev ve špičce




^ zesílená pata



^ vzorovaný úplet



Grey sky




Purple rain



Medium nude



Light nude



Black magic



maxis®



www.medi-expert.cz



MAXIS a.s.
Slezská 2127/13
120 00 Praha 2
Czech Republic
www.maxis-medica.cz

KRP/CZ/01.23/1248

Made in the Czech Republic.

^ AG – stehenní punčochy s krajkou / Grey sky



Zdravotnický prostředek.



Prostudujte si pečlivě návod k použití přibalovaný k produktu.

Zdravotnický prostředek pro prevenci a léčbu žilních onemocnění.

