




150 DEN

	a	b	c
XS	36-38	19-21 cm	29-33 cm
S	38-40	21-22 cm	33-38 cm
M	41-42	22-24 cm	36-39 cm
L	43-45	25-27 cm	37-42 cm
XL	46-48	27-29 cm	39-45 cm

a - foot size (Euro)



barevné provedení / farebné vyhotovenie
color design / Farbe



BY FULGAK



- *CZ - tlak v oblasti nad kotníkem
- *SK - tlak v oblasti nad členkom
- *DE - Druck im Bereich über den Knöchel
- *EN - pressure in the ankle area



Product info

CZ

MAXIS® RELAX podpurné pančuchové výrobky s odstupňovanou kompresí mají odzkoušený gradient sestupu tlaku od kotníku směrem vzhůru. Vyvíjený tlak výrazně napomáhá cirkulaci krve v nohách, úspěšně tak tlší bolest a potlačuje vznik otoků. Produkty jsou vyrobeny ze speciálních mikrovláken **Q-SKIN®**, které svými vlastnostmi zabráňují množení bakterií (a tím i nepříjemným pachům), a garantují tak udržení přirozené rovnováhy a svěžesti i na velmi citlivé pokožce. Pro zachování vlastností produktu nepoužívejte aviváž.

SK

MAXIS® RELAX podpurné pančuchové výrobky s odstupňovanou kompresiou majú odskúšaný gradient zostupu tlaku od členkov smerom nahor. Vyvíjaný tlak výrazne napomáha cirkulácii krvi v nohách, úspešne tak tlší bolesť a potláča vznik opuchov. Produkty sú vyrobené zo špeciálnych mikrovlákien **Q-SKIN®**, ktoré svojimi vlastnosťmi zabráňujú množeniu baktérií (a tým i nepríjemným pachom), a garantujú tak udržanie prirodzenej rovnováhy a sviežosti i na veľmi citlivej pokožke. Pre zachovanie vlastností produktu, nepoužívajte aviváž.

DE

MAXIS® RELAX Stützstrümpfe verfügen über einen abgestuften Kompressionsverlauf, der vom Knöchel aufwärts abnimmt. Die dabei angewendete Kompression fördert die Durchblutung, lindert Schmerzen und reduziert die Bildung von Ödemen. Die Produkte werden aus speziellen Mikrofasern **Q-SKIN®** hergestellt, die dank ihrer Eigenschaften die Vermehrung von Bakterien verhindern (dadurch auch unangenehme Gerüche eliminieren) und die Aufrechthaltung des natürlichen Gleichgewichts sowie eine Dauerfrische auch bei empfindlicher Haut garantieren. Damit Sie lange Freude an den MAXIS RELAX Stützstrümpfen haben, verwenden Sie bitte keinen Weichspüler.

EN

MAXIS® RELAX support stockings with graded compression have a thoroughly tested gradient of pressure descent from the ankle area upwards. The applied pressure substantially helps the blood circulation in the legs, which successfully reduces pain and suppresses the formation of edemas. The products are made of special microfibers **Q-SKIN®**, which prevent, thanks to their properties, the growth of bacteria (and therefore also the onset of unpleasant odours), and thus guarantee to maintain natural balance and freshness even on a very sensitive skin. To preserve the product's quality, avoid the use of fabric softeners.



MAXIS a.s.
Slezská 2127/13
120 00 Praha 2, Czech Republic
www.maxis-medica.com



Revize 04/2019

Made in the Czech Republic
LYCRA® is a trademark of INVISTA.

150 DEN