




280 DEN

	a	b	c
XS	36-38	19-21 cm	29-33 cm
S	38-40	21-22 cm	33-38 cm
M	41-42	22-24 cm	36-39 cm
L	43-45	25-27 cm	37-42 cm
XL	46-48	27-29 cm	39-45 cm

a - foot size (Euro)



barevné provedení / farebné vyhotovenie
color design / Farbe

20-22
mm Hg*

* CZ - tlak v oblasti nad kotníkem
* SK - tlak v oblasti nad členkom
* DE - Druck im Bereich über den Knöchel
* EN - pressure in the ankle area



Product info

CZ

MAXIS® RELAX podpůrné punčochové výrobky s odstupňovanou kompresí mají odzkoušený gradient sestupu tlaku od kotníku směrem vzhůru. Vyvíjený tlak výrazně napomáhá cirkulaci krve v nohou, úspěšně tak tláší bolest a potlačuje vznik otoků. Výrobky obsahují vysoký podíl bavlny, jsou tak velmi příjemné na nošení a vhodné i pro citlivou pokožku.

Pro zachování vlastností produktu nepoužívejte aviváž.

SK

MAXIS® RELAX podporné pančuchové výrobky s odstupňovanou kompresiou majú odskúšaný gradient zostupu tlaku od členka smerom nahor. Vyvíjaný tlak výrazne napomáha cirkulácii krvi v nohách, úspešne tak tláši bolesť a potláča vznik opuchov. Výrobky obsahujú vysoký podiel bavlny, sú tak veľmi príjemné na nosenie a vhodné i pre citlivú pokožku.

Pre zachovanie vlastností produktu nepoužívajte aviváž.

DE

MAXIS® RELAX Stützstrümpfe verfügen über einen abgestuften Kompressionsverlauf, der vom Knöchel aufwärts abnimmt. Die dabei angewendete Kompression fördert die Durchblutung, lindert Schmerzen und reduziert die Bildung von Ödemen. Die Erzeugnisse enthalten einen hohen Anteil an Baumwolle, sind also sehr angenehm zu tragen, und eignen sich auch für empfindliche Haut. Damit Sie lange Freude an den MAXIS RELAX Stützstrümpfen haben, verwenden Sie bitte keinen Weichspüler.

EN

MAXIS® RELAX support stockings with graded compression have a thoroughly tested gradient of pressure descent from the ankle area upwards. The applied pressure substantially helps the blood circulation in the legs, which successfully reduces pain and suppresses the formation of edemas. The products contain a high proportion of cotton, they are thus very pleasant to wear and are suitable even for sensitive skin. To preserve the product's quality, avoid the use of fabric softeners.



MAXIS a.s.
Slezská 2127/13
120 00 Praha 2, Czech Republic
www.maxis-medica.com



Revize 04/2019

Made in the Czech Republic
LYCRA® is a trademark of INVISTA.

280 DEN