




travel

	a	b	c
	XS 36-38	19-21 cm	29-33 cm
S	38-40	21-22 cm	33-38 cm
M	41-42	22-24 cm	36-39 cm
L	43-45	25-27 cm	37-42 cm
XL	46-48	27-29 cm	39-45 cm



uni
sex

barevné provedení / farebné prevedenie
color design / Farbe



18-21
mm Hg*

a - foot size (Euro)



Product info

*CZ - tlak v oblasti nad kotníkem
*SK - tlak v oblasti nad členkom
*DE - Druck im Bereich über den Knöchel
*EN - pressure in the ankle area

CZ

MAXIS® RELAX podpůrné punčochové výrobky s odstupňovanou kompresí mají odzkoušený gradient sestupu tlaku od kotníku směrem vzhůru. Vyvíjený tlak výrazně napomáhá cirkulaci krve v nohou, úspěšně tak tláší bolest a potlačuje vznik otoků. Speciální aplikace silverprotect pomáhá vytvářet a udržovat přirozené prostředí na pokožce a zabraňuje také růstu bakterií a vzniku nepříjemných pachů. Pro zachování vlastností produktu nepoužívejte aviváž.

DE

MAXIS® RELAX Stützstrümpfe verfügen über einen abgestuften Kompressionsverlauf, der vom Knöchel aufwärts abnimmt. Die dabei angewendete Kompression fördert die Durchblutung, lindert Schmerzen und reduziert die Bildung von Ödemen. Mit der speziellen Verarbeitung von silverprotect wird die natürliche Hautflora unterstützt und das Bilden von Bakterien und Gerüchen verhindert. Damit Sie lange Freude an den MAXIS RELAX Stützstrümpfen haben, verwenden Sie bitte keinen Weichspüler.

SK

MAXIS® RELAX podporné pančuchové výrobky s odstupňovanou kompresiou majú odskúšaný gradient zostupu tlaku od členkov smerom nahor. Vyvíjaný tlak výrazne napomáha cirkulácii krvi v nohách, úspešne tak tláši bolesť a potláča vznik opuchov. Špeciálna aplikácia silverprotect napomáha vytvárať a udržiavať prirodzené prostredie pokožky a zabraňuje tiež rastu baktérií a vzniku nepríjemných pachov. Pre zachovanie vlastností produktu, nepoužívajte aviváž.

EN

MAXIS® RELAX support stockings with graded compression have a thoroughly tested gradient of pressure descent from the ankle area upwards. The applied pressure substantially helps the blood circulation in the legs, which successfully reduces pain and suppresses the formation of edemas. A special application silverprotect helps to create and maintain natural skin condition and prevents also bacterial growth and the onset of undesirable odor. To preserve the product's quality, avoid the use of fabric softeners.



MAXIS a.s.
Slezská 2127/13
120 00 Praha 2, Czech Republic
www.maxis-medica.com



Revize 04/2019

Made in the Czech Republic
LYCRA® is a trademark of INVISTA.

travel